

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihr Vertrauen in ein Bauerfeind-Produkt, welches einem hohen qualitativen Standard entspricht.

Sie erhalten dabei einen Bausatz bestehend aus: individuell gefrästen Rohlingen, Laufsohle und Riemenchen. Bitte prüfen Sie insbesondere die gelieferten Rohlinge auf Übereinstimmung mit Ihren Vorgaben und zeigen uns Unstimmigkeiten an, bevor Sie weitere Bearbeitungsschritte ausführen. Der Bausatz ist durch Sie noch gemäß der Vorgaben des Verordners / Kostenträgers sowie unter Berücksichtigung aktueller Fachwissen zu einem Produkt final zu be- und verarbeiten. Rechtliche Vorgaben erfordern außerdem, dass Sie den Endkunden über Zweckbestimmung und Gebrauch aufklären. Bitte legen Sie Ihre Gebrauchsanweisung dem fertigen Produkt bei Übergabe bei.

Zweckbestimmung

Gefräste Zehentrenner / Sandalen sind Produkte zur Prävention und können die konservative Behandlung von Fußproblemen unterstützen.

Indikationen

- Senk-/Spreizfuß
- Knickfuß
- Hohlfuß

*je nach konstruktiver Ausführung

Bitte beachten Sie folgende Verarbeitungshinweise:

- Das Produkt besteht aus dem individuell gefrästen Fußbett, Riemenchen (Zehentrenner) oder Schalt und Zwischen- sowie Laufsohnen
- Das Fußbett des Zehentrenners / der Sandale muss durch geschultes Fachpersonal* entsprechend den Bedürfnissen des Endkunden (Kontur, Passform, Materialstärke) sachgerecht angepasst werden.
- Führen Sie eine Stehprobe durch, markieren Sie Riemen- oder Schaltverlauf am Fußbett und markieren Sie den Durchtrittspunkt des Zehentrenners (Bänderbündeln) auf der Oberseite des Fußbettes.
- Kürzen Sie gemäß Kundenvorgaben die Enden der Riemen / Schäfte und verkleben Sie diese mit einem branchenüblichen Kontaktkleber in die Aussparungen an der Unterseite des Fußbettes.
- Verkleben Sie anschließend Laufsohle, Zwischensohle und Fußbett mittels branchenüblichem Kontaktkleber miteinander. Anschließend glätten Sie die Kontur durch umlaufenden finalen Schift.
- Unterweisen Sie den Endkunden hinsichtlich Gebrauch und Reinigung des Produktes.
- Für alle von Ihnen vorgenommenen Weiterbe- und -verarbeitungsschritte übernehmen Sie keine Haftung.

Materialzusammensetzung

Schaft / Riemenchen: Polyurethan (PUR), Polyester (PES), Echtleder

Fußbett: Polyolefine

Zwischensohle: Polyolefine

Sohle: Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR)

Lagerung

Die Bestandteile des Bausatzes keinem direkten UV-Licht aussetzen sowie kühl, trocken und frei liegend lagern. Regelmäßige Kontrolle der Lagerbedingungen empfohlen.

Reinigungshinweise

Alle Oberflächen können bei Bedarf mit einer milden Wasser-Seifenlösung (Zimmertemperatur) mittels Schwamm oder Reinigungstuch gereinigt werden. Keine Reinigung im Waschbad. Seifenreste sind gründlich mit Wasser zu entfernen. Der Bausatz / seine Bestandteile sind nicht waschmaschinentauglich. Es ist nicht erlaubt, mit den Schuhen ins Wasser zu gehen. Setzen Sie die Schuhe / den Bausatz nicht direkt Wärme- oder Kalteinwirkung aus. Für die menschliche Haut geeignete milde Desinfektionsmittel können sparsam dosiert eingesetzt werden. Verfärbungen sind hierbei nicht ausgeschlossen.

Entsorgung

Die Schuhe / der Bausatz sind entsprechend der regional gültigen Vorschriften über den Haushmüll zu entsorgen.

Hinweise zum Wiedereinsatz

Das Produkt ist zur Versorgung für einzelne Patienten / Einlagenträger vorgesehen und darf nicht durch andere Personen wieder- bzw. weiterverwendet werden. Bei unsachgemäßer Anwendung schließen der Hersteller eine Produkthaftung aus. Einlagen werden durch verschiedene mechanische Kräfte (Körpergewicht, Zug, Druck, Torsion, Reibung) beeinflusst und haben daher eine belastungsabhängige Lebensdauer. Zusätzlich haben Temperaturen, Stumpfmaterialien, die Eigenschaften der Einlagenträgermaterialien, Schuhwerk und Umwelt-einflüsse (z.B. Schweißabsorberung) ihren Anteil an einer begrenzten Funktionsdauer. Nach spätestens sechs Monaten Tragezeit empfiehlt der Hersteller eine Überprüfung der orthopädischen Funktionen der Einlagen durch qualifiziertes Fachpersonal. Je nach Trag-eintensität kann sich die Tragezeit von maximal sechs Monaten individuell verkürzen.

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem das Produkt erworben wurde. Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall, wenden Sie sich bitte zunächst direkt an denjenigen, von dem Sie das Produkt erworben haben. Das Produkt ist vor Gewährleistungsanzeige zu

AUSTRIA

Bauerfeind Ges.m.b.H.
Hainburger Straße 33
1030 Wien
P +43 (0) 800 4430-130
F +43 (0) 800 4430-131
E info@bauerfeind.at

BENELUX

Bauerfeind Benelux B.V.
Waarderveldweg 1
2031 BK Haarlem

THE NETHERLANDS

P +31 (0) 23 531-9427

F +31 (0) 23 532-1970

E info@bauerfeind.nl

BELGIUM

P +32 (0) 2 527-4060

F +32 (0) 2 792-5345

E info@bauerfeind.be

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Bauerfeind d.o.o.
Meša Selimovića 19
71000 Sarajevo
P +387 (0) 33 710-100
F +387 (0) 33 619-422
E info@bauerfeind.ba

CROATIA

Bauerfeind d.o.o.
Goleška 20
10020 Zagreb
P +385 (0) 1 6542-855
F +385 (0) 1 6542-860
E info@bauerfeind.hr

FRANCE

Bauerfeind France S.A.R.L.
B.P. 59258
95957 Roissy CDG Cedex
P +33 (0) 1 4863-2896
F +33 (0) 1 4863-2963
E info@bauerfeind.fr

ITALY

Bauerfeind Italia Srl
Via Cornaggia 58 20092 Cinisello Balsamo (MI)
P +39 02 8977 6310
F +39 02 8977 5900
E info@bauerfeind.it

NORDIC

Bauerfeind Nordic AB
Storgatan 14
114 55 Stockholm
P +46 (0) 774 100 020
E info@bauerfeind.se

REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Bauerfeind Dooel Skopje
50 Divizija 24 a
1000 Skopje
P +389 (0) 2 3179-002
F +389 (0) 2 3179-004
E info@bauerfeind.mk

SERBIA

Bauerfeind d.o.o.
102 Omladinskih brigada
11070 Novi Beograd
P +381 (0) 11 2287-050
F +381 (0) 11 2287-052
E info@bauerfeind.rs

SINGAPORE

Bauerfeind Singapore Pte Ltd.
Blk 41 Cambridge Road #01-21
Singapore 210041
P +65 6396-3497
F +65 6295-5062
E info@bauerfeind.com.sg

SLOVENIA

Bauerfeind d.o.o.
Dolenjska cesta 242 b
1000 Ljubljana
P +386 (0) 1 4272-941
F +386 (0) 1 4272-951
E info@bauerfeind.si

SPAIN

Bauerfeind Ibérica, S.A.
C/San Vicente Mártir,
nº 71-4º-7º
46007 Valencia
P +34 96 385-6633
F +34 96 385-6699
E info@bauerfeind.es

SWITZERLAND

Bauerfeind AG
Vorderi Böde 5
5452 Oberrohrdorf
P +41 (0) 56 485-8242
F +41 (0) 56 485-8259
E info@bauerfeind.ch

UNITED ARAB EMIRATES

Bauerfeind Middle East FZ LLC
Dubai Healthcare City
Building 40, P.O. Box 50511
Dubai

P +971 4 4335-684
F +971 4 4370-344
E info@bauerfeind.ae

UNITED KINGDOM

Bauerfeind UK
85 Tottenham Court Road
London
W1T 4TQ
P +44 (0) 121 446-5353
F +44 (0) 121 446-5454
E info@bauerfeind.co.uk

USA

Bauerfeind USA, Inc.
75 14th St NE
Suite 2350
Atlanta, GA 30309
P +1 800 423-3405
P +1 404 201-7800
F +1 404 201-7839
E info@bauerfeindusa.com

BAUERFEIND AG

Trieberer Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany
P +49 (0) 36628 66-3500
F +49 (0) 36628 66-3999
E info@bauerfeind.com
BAUERFEIND.COM



Rev.1 – 2022-11_115108

**ErgoPad ID:Zehentrenner**

Produktgruppe »Individuell modellierte Sandalen«

Verarbeitungs- und Pflegehinweise
Instructions for modification and care
Instrucciones de confección y cuidado
Consignes de confection et d'entretien



All instructions for use:
www.bauerfeind.com/downloads

reinigen. Wurden die Hinweise zum Umgang und zur Pflege der GenuTrain nicht beachtet, kann die Gewährleistung beeinträchtigt oder ausgeschlossen sein. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen bei:

- nicht indikationsgerechter Anwendung
- Nichtbefolgen der Anweisung des Fachpersonals
- eigenmächtiger Produktveränderung

Stand der Information: 2022-11

*Fachpersonal ist jede Person, die nach den für sie geltenden staatlichen Regelungen zur Anpassung und Einweisung in den Gebrauch von orthopädischen Einlagen befugt ist.

en english

Dear Customer,

thank you for choosing a Bauerfeind product that meets very high medical and quality standards.

You will find enclosed a kit comprising: individually milled blanks, outer soles and straps. Please check these blanks in particular to see if they comply with your specifications, and notify us of any potential discrepancies before you proceed with any further processing steps. The kit must still be modified and processed by you in accordance with the prescriber's / health insurance provider's specifications and in consideration of current industry knowledge before it becomes the final product. Legal stipulations also require that you explain the intended purpose and use to the consumer. Please enclose your instructions for use with the finished product when handing it over.

Intended purpose

Milled toe separators / sandals are products intended for prevention and can assist with the conservative treatment of foot problems.

Indications

- Flat foot / splay foot
- Skew foot
- High-arched foot
- depending on the structural design

Please note the following modification instructions:

- The product comprises the individually milled footbed, strap (toe separator) or shaft and midsole as well as outer sole.
- The footbed of the toe separator / sandal must be modified by trained specialists* according to the consumer's needs (shape, fit, material thickness) for a proper fit.
- Carry out a standing test, mark the position of the strap or shaft at the footbed and mark the point at which the toe separator (to strap) passes through on top of the footbed.
- Shorten the ends of the straps / shafts according to the customer's instructions and glue them into the cutouts on the bottom of the footbed using standard contact glue.
- Then glue the outer sole, midsole and footbed together using standard contact glue. Then smooth the contour with a final polish all around.
- Instruct the consumer how to use and clean the product.
- We accept no liability for any further processing and modification steps carried out by you.

Material content

Shaft / strap: Polyurethane (PUR), Polyester (PES), real leather

Footbed: Polyolefin

Midsole: Polyolefin

Sole: Styrene-butadiene rubber (SBR)

Storage

Do not expose the components of the set to direct UV light. Store them in a cool, dry place and keep them uncovered. Regular checks of the storage conditions are recommended.

Cleaning instructions

If needed, all surfaces can be cleaned with a mild water-soap solution (room temperature) using a sponge or cleaning cloth. Do not clean them in a large quantity of water. Any residual soap must be thoroughly rinsed off with water. The kit and its components are not machine-washable. The shoes are not suitable for use in water. Do not expose the shoes / the kit to direct heat or cold. Mild disinfectants suitable for human skin may be applied sparingly. This may lead to color changes.

Disposal

Dispose of the shoes / the kit with household waste in compliance with regional specifications.

Notes on reuse

The product is designed to provide care for an individual patient / individual foot orthoses wearer and must not be reused or used by any other person. The manufacturer accepts no liability in the event of improper use of the product. Foot orthoses are affected by various mechanical forces (body weight, tension, pressure, torsion, friction), with the result that their serviceable life depends on the load. Temperatures, stacking materials, the properties of the orthosis materials, shoes and environmental influences (e.g. perspiration) all play their part in reducing the functional life of the foot orthosis. After a foot orthosis has been

worn for a maximum of six months, the manufacturer recommends that the orthopedic functions of the orthosis are checked by a qualified specialist. The maximum wearing period of six months can be reduced on a case by case basis depending on the level of wear.

Warranty

The statutory regulations of the country of purchase apply. Please first contact the retailer from whom you obtained the product directly in the event of a potential claim under the warranty. The product must be cleaned before submitting it in case of warranty claims.

Warranty may be limited or excluded if the instructions on how to handle and care for the GenuTrain have not been observed.

Warranty is excluded if:</

• L'allestimento per il piede dell'infradito / dei sandali deve essere correttamente adattato da personale specializzato adeguatamente formato^o in modo conforme alle esigenze del cliente finale (profilo, vestibilità, spessore del materiale).
• Eseguire una prova di calza in piedi, contrassegnare l'andamento del cinturino o della tomaia sull'alloggiamento per il piede e il punto di inserzione dell'infradito (cinturino tra le dita) sul latto superiore dell'alloggiamento.
• Seguendo le indicazioni del cliente, accorciare le estremità dei cinturini / delle tomaie e incollarle negli incavi sulla parte inferiore dell'alloggiamento per il piede utilizzando una colla a contatto idonea.
• Incollare quindi la suola esterna, la suola intermedia e l'alloggiamento per il piede gli uni agli altri utilizzando una colla a contatto idonea. Lisciare infine l'intero profilo eseguendo una levigatura finale.
• Informare il cliente finale circa l'utilizzo e la pulizia del prodotto.
• Non ci assumiamo alcuna responsabilità per tutte le fasi di lavorazione e adattamento secondo le Le legge eseguite.

Composizione del materiale

Tomaia / cinturino: Poliuretano (PUR), Poliestere (PES), vera pelle

Alloggiamento per il piede: Poliolefina

Suola intermedia: Poliolefina

Suola: Copolimero butadiene stirene (SBR)

Conservazione in magazzino

I componenti del kit di montaggio non devono essere esposti alla luce UV diretta e devono essere conservati non coperti in un luogo fresco e asciutto. Consigliamo controlli regolari delle condizioni del magazzino.

Avvertenze per la pulizia

Se necessario, tutte le superfici possono essere pulite con una spugna o un panno imbevuti di una soluzione delicata di acqua e sapone (a temperatura ambiente). Non immergere in acqua. I residui di sapone devono essere eliminati accuratamente con acqua. Il lavaggio in lavatrice non è indicato per il kit di montaggio i suoi componenti. Non è consentito utilizzare le scarpe in acqua. Non esporre le scarpe / il kit di montaggio a fonti dirette di calore o di raffreddamento. È possibile utilizzare piccole dosi di disinfettanti delicati e non irritanti per la pelle. Non sono escluse in tal caso alterazioni della colorazione.

Smaltimento

Le scarpe / il kit di montaggio devono essere smaltiti secondo le norme locali relative ai rifiuti domestici.

Avvertenze per il riutilizzo

Il prodotto è concepito per l'impiego su singoli pazienti / portatori di plantari e non può essere utilizzato né riutilizzato da altri. In caso di uso improprio il produttore esclude la garanzia. I plantari subiscono l'influsso di diverse forze meccaniche (peso corporeo, trazione, pressione, torsione, attrito) e hanno pertanto una durata subordinata ai carichi a cui sono esposti. Inoltre, anche le temperature, i materiali delle calze, le caratteristiche dei materiali dei plantari, le calzature e le condizioni ambientali (per es. la sudorazione) contribuiscono a limitare la durata funzionale del plantare. Al più tardi dopo sei mesi di utilizzo del plantare, il produttore consiglia una verifica della funzionalità ortopedica dei plantari, da effettuarsi da parte di personale specializzato qualificato. A seconda della frequenza con cui si indossa il prodotto, il tempo di utilizzo massimo di sei mesi può ridursi.

Garanzia

Si applicano le disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui si ritenga di aver titolo per usufruire della garanzia, rivolgersi in primo luogo al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto. Prima di poter usufruire della garanzia il prodotto deve essere lavato. Qualora non fossero state rispettate le indicazioni per la cura e l'utilizzo di GenuTrain, ciò potrebbe comportare una limitazione o un'esclusione della garanzia.

La garanzia è esclusa in caso di:

- Utilizzo non conforme alle indicazioni
- Mancata osservanza delle indicazioni fornite dal personale specializzato
- Modifica arbitraria del prodotto

Data dell'ultima revisione: 2022-11

* Per personale specializzato si intende qualsiasi persona che in base ai regolamenti nazionali vigenti sia autorizzata all'adattamento dei plantari ortopedici e all'istruzione sui loro utilizzo.

es español

Estimado / a cliente / a,

muchas gracias por confiar en un producto de Bauerfeind de alta calidad y elevado nivel medicinal.

Recibirá un kit compuesto por: plantillas conformables fresadas individualmente, una suela y pequeñas correas. En particular, compruebe que las plantillas conformables entregadas se ajustan a sus especificaciones y notifiquenos cualquier discrepancia antes de llevar a cabo cualquier otro paso de procesamiento. Usted debe procesar el kit para convertirlo en un producto final de acuerdo con las especificaciones del recetante / aseguradora y

teniendo en cuenta los conocimientos especializados actuales. Los requisitos legales también exigen que se informe al cliente final sobre el ámbito de aplicación y el uso previstos. Por favor, adjunte sus instrucciones de uso al producto terminado en el momento de la entrega.

Ámbito de aplicación

Los separadores de dedos / sandalias fresadas son productos que sirven para prevenir y que pueden contribuir al tratamiento conservador de los problemas de los pies.

Indicaciones

- Pie plano / plano transverso
- Pie valgo
- Pie cavo
- *según el modelo de diseño

Por favor, tenga en cuenta las siguientes instrucciones de procesamiento:

• El producto se compone de la plantilla fresada individualmente, las pequeñas correas (separadores de dedos) o la caña y la entresuela, así como la suela exterior.
• La plantilla del separador de dedos / sandalia debe adaptarse adecuadamente por especialistas cualificados* según las necesidades del cliente final (contorno, ajuste, grosor del material).
• Realice una prueba de pie, marque el recorrido de la correas o la caña de la plantilla y marque el punto por el que pasa el separador de dedos (correa de dedos) en la parte superior de la plantilla.
• Acorde los extremos de las correas / cañas según las especificaciones del cliente y pegúelos en los huecos de la parte inferior de la plantilla utilizando un adhesivo de contacto estándar. Seguroamente, alise todo el contorno con un lijado final.
• Instruya al cliente final en el uso y la limpieza del producto.
• No asumimos ninguna responsabilidad por los pasos posteriores de procesamiento y acabado que usted realice.

Combinación de materiales

Caña / correas: Poliuretano (PUR), Poliéster (PES), cuero auténtico

Plantilla: Poliolefina

Entresuela: Poliolefina

Suela: Cauchó de estireno-butadieno (SBR)

Almacenamiento

No exponga los componentes del kit a radiación UV directa y guárdelos en un lugar fresco, seco y ventilado. Se recomienda comprobar regularmente las condiciones de almacenamiento.

Indicaciones para la limpieza

En caso necesario, todas las superficies pueden limpiarse con una solución suave de agua y jabón (a temperatura ambiente) utilizando una esponja o un paño de limpieza. No las lámparas sumergiéndolas en agua. Los residuos de jabón deben eliminarse completamente con agua. El kit / sus componentes no son aptos para el lavado en lavadora. No se debe entrar en el agua con los zapatos. No exponga el calzado / kit al calor / frío directo. Pueden usarse desinfectantes neutros adecuados para la piel humana, aunque en dosis muy reducidas. De lo contrario, no se descarta que se produzca decoloración.

Eliminación

El calzado / kit debe eliminarse con la basura doméstica conforme a la normativa regional vigente.

Indicaciones sobre su reutilización

El producto está previsto para el tratamiento de un único paciente / usuario de plantillas y no debe volver a emplearse ni transferirse a otras personas. Las plantillas están expuestas a la influencia de distintas fuerzas mecánicas (peso corporal, fricción, presión, torsión, fricción) y, por tanto, su durabilidad depende de la carga aplicada. Además, la temperatura, el material de los calcetines o medias, las propiedades del material de la plantilla, el calzado y factores ambientales (p. ej., la transpiración) también influyen en la limitación de su vida útil. Tras un máximo de seis meses de uso el fabricante recomienda entregar las plantillas a un especialista cualificado para que compruebe las funciones ortopédicas del producto. Dependiendo de la intensidad de uso, el período individual de uso puede reducirse hasta seis meses.

Garantía

Serán aplicables las disposiciones legales del país en el que se haya adquirido el producto. Por favor, en caso de reclamaciones de garantía, diríjase directamente al punto de venta donde haya adquirido el producto. El producto debe limpiarse antes de entregarse para la prestación de los servicios en garantía. No respetar las indicaciones sobre el uso y el cuidado de GenuTrain puede afectar o excluir la garantía. Queda excluida la garantía en caso de:

- Uso no conforme al indicado
- No seguir las indicaciones del personal competente
- Realizar cambios arbitrarios en el producto

Última revisión: 2022-11

* Se considera personal competente a toda aquella persona que, conforme a la normativa estatal aplicable, esté autorizada para la adaptación de plantillas ortopédicas y la instrucción sobre el uso de las mismas.

pt português

Estimado(a) cliente,

muito obrigado por ter optado por um produto Bauerfeind, que corresponde a um alto padrão médico e qualitativo.

Junto receberá um conjunto composto por: peças em bruto individualmente fresadas, sola exterior e tiras. Verifique, em especial, a conformidade das peças em bruto fornecidas com as suas especificações e reporte-nos quaisquer discrepâncias antes de efetuar outras etapas de processamento. O conjunto deve ser trabalhado e processado ainda de acordo com as especificações do prescritor / organismo pagador, levando em consideração o conhecimento técnico atual de um produto. Os requisitos legais exigem também que o cliente final seja elucidado sobre a finalidade e a utilização. Por favor, anexe as suas instruções de utilização ao produto pronto durante a entrega.

Finalidade

Os separadores de dedos dos pés / sandálias fresadas são produtos preventivos e podem auxiliar no tratamento conservador de problemas nos pés.

Indicações

- Pé plano / largo
- Pé valgo
- Pé cavo

*dependendo do estilo construtivo

Tenha em atenção as seguintes indicações de procedimento:

• O produto consiste em palmilhas fresadas individualmente, tiras, (separadores de dedos) ou hastas e solas intermédias, bem como solas exteriores.
• A palmilha do separador de dedos / sandália deve ser ajustada por pessoal técnico qualificado* de acordo com as necessidades do cliente final (contorno, forma de ajuste, espessura do material) de uma forma adequada e em conformidade com as indicações.
• Faça um teste em pé, marque o percurso das tiras ou hastas na palmilha e marque o ponto onde o separador de dedos (tira) passa no lado superior da palmilha.
• Encerte as extremidades das tiras / hastas de acordo com as indicações do cliente e cole-as nas ranhuras no lado inferior da palmilha com uma cola de contacto usual na indústria.
• Finalmente, cole a sola exterior, a sola intermédia e a palmilha umas com as outras com cola de contacto usual na indústria. De seguida, alise o contorno a toda a volta com uma retificação final.
• Instrua o cliente final relativamente ao uso e à limpeza do produto.
• Não assumimos qualquer responsabilidade por outras etapas de tratamento e processamento executadas por si.

Composição do material

Haste / tiras: Poliuretano (PUR), Poliéster (PES), couro verdadeiro

Palmilha: Poliolefina

Sola intermédia: Poliolefina

Sola: Borracha de butadieno estireno (SBR)

Armazenamento

Não exponha os componentes do conjunto à luz UV direta e guarde-os num local fresco, seco e exposto. Recomenda-se um controlo regular das condições de armazenamento.

Indicações de limpeza

Se necessário, todas as superfícies podem ser limpas com uma solução suave de sabão e água (temperatura ambiente) com recurso a uma esponja ou pano de limpeza. Não é necessário efetuar uma limpeza mergulhando em água. Remover minuciosamente os resíduos de sabão com água. O conjunto / os seus componentes não são laváveis na máquina. Não é permitido ir para a água com os sapatos. Não coloque os sapatos / o conjunto diretamente sob o efeito do calor ou do frio. Podem ser utilizados desinfetantes suaves, doseados com moderação, adequados a pele humana. A descoloração não pode aqui ser excluída.

Eliminação

Separamos o conjunto devendo ser eliminados com os resíduos domésticos, de acordo com as normas locais em vigor.

Indicações sobre a reutilização

O produto está previsto para o tratamento de pacientes / utilizadores de palmilhas individuais e não deve ser utilizado ou reutilizado por outras pessoas. O fabricante não assume responsabilidade pelo produto no caso de uma utilização incorreta. As palmilhas são afetadas por diferentes forças mecânicas (peso corporal, tração, compressão, torção, fricção) tendo, por esse motivo, uma vida útil dependente da solicitação. Além disso, temperaturas, materiais de mielas, as propriedades dos materiais das palmilhas, sapatos e condições ambientais (p. ex. transpiração) também contribuem para uma duração de funcionamento limitada. O mais tardar após seis meses de utilização, o fabricante recomenda uma verificação das funções ortopédicas das palmilhas por pessoal técnico

qualificado. Consoante a intensidade de utilização, o tempo de utilização pode reduzir-se individualmente de, no máximo, seis meses.

Garantia

Aplicam-se os regulamentos legais do país no qual o produto foi adquirido. Caso presuma uma reclamação de garantia, dirija-se diretamente à pessoa junto da qual adquiriu o produto. O produto deve ser limpo antes de uma reclamação ao abrigo da garantia. Caso as instruções sobre o manuseamento e os cuidados com a GenuTrain não tenham sido observadas, a garantia pode ser limitada ou excluída.

Exclui-se a garantia nos seguintes casos:

- Utilização não conforme com as instruções
- Não observância das instruções dos profissionais de saúde
- Alterações não autorizadas ao produto

Versão actualizada em: 2022-11

* Por pessoal técnico entende-se qualquer pessoa que, de acordo com os regulamentos oficiais em vigor no seu país, esteja autorizada a efectuar o ajuste e o fornecimento de instruções relativamente à utilização de palmilhas ortopédicas.

sv svenska

Bästa kund,

tack för att du har valt en Bauerfeind-produkt. En sådan håller hög medicinsk standard och kvalitet.

Du erhåller härmed ett produktkaket som består av följande: individuellt frästa, obehandlade fotbäddar, yttersula och rem. Kontrollera särskilt de levererade obehandlade fotbäddarna så att de överensstämmer med dinas specificeringar och meddelad eventuella felaktigheter innan du gör något mer. Du ska på ett sätt skickligt sätta bearbeta produktkaket till en färdig produkt enligt förskrivarens / kostnadsbärens specifikationer. Enligt lagstadgade föreskrifter måste du dessutom informera slutkunden om hur produkten används. Bifoga bruksanvisningen till den färdiga produkten när denna överlämnas.

Ändamålsbestämning

Frästa tälredar / sandaler är produkter för prevention och kan vara till hjälp vid konservativ behandling av fotproblem.

Indikationer

- Nedskjutet fotvalv / spretfot
- Pronation
- Högt fotvalv

*beroende på konstruktionsutförande

Observera följande bearbetningsanvisningar:

• Produkten består av en individuellt fräst fotbädd, rem (täskiljare) eller skaft och mellan- och yttersula.
• Täskiljaren / sandalens fotbädd måste tillpassas på ett sakkunnigt sätt av kvalificerad personal* efter slaktkundens behov (kontur, passform, materialtjocklek).
• Gör ett ståprop, markera hur remmen eller skafetten löper på fotbädden och markera täskiljaren (täremmens) passeringpunkt på fotbäddens ovansida.
• Korta av remmarna / skafettens änder enligt kundens anvisningar och limma fast dem i urtaget på fotbäddens undersida med kontaktlök som använder i bänkarna.
• Limma därefter ihop yttersulan, mellansulan och fotbädden med kontaktlök som använder i bänkarna. Jämna slutligen genombrottet runtom.
• Instruera slaktunden om hur produkten används och rengör.
• Vi ansvarar inte för några bearbetningsåtgärder som du har utfört.

Materialsammansättning

Kraft / rem: Polyuretan (PUR), Polyester (PES), äkta läder

Fotbädd: Polylefin

Mellansula: Poliolefina

Sula: Styrenbutadiengummi (SBR)