

Novità dalla Bauerfeind: TRIactive

Il nostro plantare di nuova concezione appositamente studiato per le specifiche esigenze di persone attive, offre tutto quello di cui il piede necessita. In quanto le diverse zone del piede, a carichi diversi, hanno bisogno di plantari di diversa funzionalità. Per questo motivo noi riuniamo tre zone di durezza in un plantare.

Zona di ammortizzamento – morbida

Riduce sensibilmente i problemi legati a punte di carico e di pressione nella zona dell'avampiede ed in quella del metatarso.

Zona di sostegno – di media durezza

In base alla sua forza di richiamo consente, una eccezionale reazione di forza con un bilancio energetico molto buono.

Zona di guida – solida

Garantisce la guida, la stabilità ed un buon controllo motorio. Dà al retro piede sostegno e l'orientamento necessario.



Motion is Life. Scoprite i nuovi plantari a 3 zone TRIactive della Bauerfeind. Dal Vostro tecnico ortopedico di fiducia:

Cortesemente offerto da



Bauerfeind GmbH & Co.

Filiale Italiana
Via Po, 9
I-20059 Vimercate MI
Phone +39 039 6 08 12 52
Fax +39 039 6 08 26 68
E-Mail info@bauerfeind.it

Bauerfeind AG

Vorderer Böde 5
CH-5452 Oberrohrdorf
Phone +41 (0) 56 485 82 42
Fax +41 (0) 56 485 82 59
E-Mail info@bauerfeind.ch

Rev. 1 - 12/06
3 999939 004 00 00

Resistente. Forte. Ad alto rendimento.

TRIactiverun

TRIactiveplay

TRIactivewalk



I plantari a 3 zone con passaggio continuo delle diverse zone funzionali.

FOOT ORTHOPEDICS

MEDICAL LINE

Bauerfeind AG
Business unit Foot Orthopedics
Triebeser Strasse 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany
Phone +49 (0) 36628-66-35 00
Fax +49 (0) 36628-66-39 99
www.bauerfeind.com

Motion is Life.

Passo dopo passo, dopo passo.

Non importa se nella vita quotidiana, nel tempo libero oppure in ambito sportivo: Resistenza, forza e rendimento vengono non da ultimo determinati dai piedi. Se i piedi stanno bene, si sente bene anche l'uomo - egli è in grado di assumersi carichi maggiori e riesce a controllare sfide fisiche in maniera migliore.

Il numero crescente di uomini attivi rende necessario dedicarsi con maggiore intensità alla salute dei piedi. Poiché:

- La predominante maggioranza della popolazione ha già problemi ai piedi.
- Aumentando l'attività quotidiana oppure quella sportiva agiscono forze straordinarie di pressione e di torsione sul piede e sulle articolazioni.
- Il pericolo: affaticamento precoce e dolori.

Per questo dedichiamo ai piedi la nostra particolare attenzione.

Con i plantari a 3 zone della Bauerfeind.



TRIactiverun



Il plantare a 3 zone per attività sportive legate alla corsa.

Il plantare si adatta in modo specifico al campione di carico e di movimento sempre ricorrenti nelle fasi di atterraggio, di sostegno e di slancio durante la corsa.

TRIactiveplay



Il plantare a 3 zone per attività sportive legate alla palla.

Il plantare che si adatta ai tipi di sport con rapidi mutamenti di direzione. Esso sostiene il piede nei movimenti di arresto e di rotazione e corrisponde alle elevate esigenze del campione motorio che si presenta in attività sportive con la palla.

TRIactivewalk



Il plantare a 3 zone per la vita quotidiana, per il lavoro, per le escursioni, per il walking e per il trekking

Il plantare che si adatta in modo specifico a carichi derivanti dal camminare e dallo stare in piedi. Esso coadiuva il rendimento fisico ed aumenta il comfort del piede.



TRIactiverun



TRIactiveplay



TRIactivewalk

Nei plantari TRIactive presentati si tratta di un pezzo stampato base di plantare, dal quale il Vostro tecnico ortopedico produrrà in modo individuale il plantare su misura appropriato alla terapia prescritta. Per qualsiasi domanda relativa al trattamento con i plantari si prega di rivolgersi al proprio medico curante oppure al proprio tecnico ortopedico.



La qualità si fa notare! A riprova dell'ottima qualità dei nostri pezzi stampatibase per plantari Bauerfeind, teniamo a precisare che essi sono Bauerfeind trade-mark.