

ORDINE SU MISURA

GenuTrain® P3

BAUERFEIND.IT


142

142

Commissione

(nome paziente, _____
 iniziali _____
 paziente, ecc.) _____

Fax Italia +39 02 8977 5900

	Circonferenza	Lunghezza
	f ¹	short: e - f ¹ = 18 cm long: e - f ¹ = 22 cm
	f	e - f
	e	
	d	e - d
	c	e - c
	b ¹	short: e - b ¹ = 15 cm long: e - b ¹ = 17 cm

Misure necessarie per un trattamento corretto.

- f¹ Coscia
 Versione short (corto): misurare la circonferenza 18 cm sopra il centro della rotula (e).
 Versione long (lungo): misurare la circonferenza 22 cm sopra il centro della rotula (e).
- f Attaccatura della coscia
- e Centro della rotula
- d Punto più sottile al di sotto del ginocchio
- c Circonferenza del polpaccio
 Versione short (corto): misurare la circonferenza max. 12 cm sotto il centro della rotula (e).
 Versione long (lungo): misurare la circonferenza max. 14 cm sotto il centro della rotula (e).
- b¹ Circonferenza del polpaccio
 Versione short (corto): misurare la circonferenza 15 cm sotto il centro della rotula (e).
 Versione long (lungo): misurare la circonferenza 17 cm sotto il centro della rotula (e).

Avvertenze:

- Effettuare le misurazioni in leggera flessione (30°).
- Prendere le lunghezze sul lato esterno della gamba.
- La scelta della variante short / long viene effettuata in funzione delle misure del paziente. La versione long è consigliata per persone di altezza uguale o maggiore di 1,70 m.
- È assolutamente necessario indicare la sede della trazione correttiva:
 - Standard (modelli di serie): la briglia correttiva è posizionata lateralmente (lato esterno) rispetto al bordo della rotula.
 - Su richiesta: la cinghia correttiva è in posizione mediale (lato interno) rispetto al bordo della rotula.
- Le misure delle circonferenze sono necessarie per il trattamento (requisito minimo):
 - versioni short e long**
 - f¹ (18 cm o 22 cm sopra il ginocchio): almeno 39 cm
 - f (9 cm o 13 cm sopra il ginocchio): almeno 37 cm
 - e (centro del ginocchio): almeno 30 cm
 - b¹ (15 cm o 17 cm sotto il ginocchio): almeno 28 cm

Preventivo di spesa

Ordine

Ginocchio

- destro sinistro
- short (corto)
 (lunghezza del bendaggio coscia [e-f¹] = 18 cm
 lunghezza del bendaggio nella parte inferiore della gamba [e-b¹] = 15 cm)
- long (lungo)
 (lunghezza del bendaggio coscia [e-f¹] = 22 cm
 lunghezza del bendaggio nella parte inferiore della gamba [e-b¹] = 17 cm)

Colore

- titan natur

Extra

- Bordo in silicone* (+5 cm di lunghezza)

Posizionamento della trazione correttiva

- Standard Mediale

Dati paziente**

- uomo donna
 adiposo muscoloso

Età _____ Altezza _____

* con sovrapprezzo - quando si eseguono le misurazioni sul paziente, considerare la lunghezza aggiuntiva

** opzionale, fornire queste indicazioni in caso di peculiarità anatomiche per una realizzazione personalizzata

Chi effettua l'ordine è responsabile della correttezza delle misure. I prodotti realizzati su misura non possono essere resi.

Timbro

N. cliente _____

Firma _____

Data _____